PRODUÇÃO, PURIFICAÇÃO, CLONAGEM E APLICAÇÃO DE ENZIMAS LÍTICAS

Luciana Francisco Fleuri* e Hélia Harumi Sato

Departamento de Ciência de Alimentos, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, CP 6121, 13083-862 Campinas - SP

Recebido em 7/6/04; aceito em 3/3/05; publicado na web em 11/7/05

PRODUCTION, PURIFICATION, CLONING AND APPLICATION OF LYTIC ENZYMES: Lytic enzymes such as β -1,3 glucanases, proteases and chitinases are able to hydrolyse, respectively, β -1,3 glucans, mannoproteins and chitin, as well as the cell walls of many yeast species. Lytic enzymes are useful in a great variety of applications including the preparation of protoplasts; the extraction of proteins, enzymes, pigments and functional carbohydrates; pre-treatment for the mechanical rupture of cells; degradation of residual yeast cell mass for the preparation of animal feed; analysis of the yeast cell wall structure and composition; study of the yeast cell wall synthesis and the control of pathogenic fungi. This review presents the most important aspects with respect to lytic enzymes, especially their production, purification, cloning and application.

Keywords: β-1,3 glucanases; lytic proteases; chitinases.

INTRODUÇÃO

A parede celular da levedura *Saccharomyces cerevisiae* é formada por três componentes principais: glucana, um polímero de β -1,3 e β -1,6 glicose (48-60%), mananaproteínas (20-23%) e quitina, um polímero de β -1,4 N-acetilglicosamina (0,6-2,7%)¹⁻³. A parede celular possui duas camadas principais: uma externa, composta de mananaproteínas e uma interna, de glucana^{4,5}.

Muitos microrganismos lisam a parede celular de leveduras. As enzimas envolvidas na lise de leveduras são $\beta\text{-}1,3$ glucanases, $\beta\text{-}1,6$ glucanases, mananases, proteases e quitinases. Essas enzimas agem sinergicamente na lise da parede celular, mas somente duas são essenciais para o rompimento da célula: a protease lítica específica, que degrada a camada externa de mananaproteína e a $\beta\text{-}1,3$ glucanase lítica, que degrada a camada interna de glucana $^{6\text{-}8}$.

As enzimas que lisam a parede celular de leveduras têm aplicações biotecnológicas na preparação de protoplastos para melhoramento genético de leveduras e no aproveitamento de massa celular de levedura para extração de proteínas, enzimas e pigmentos. A lise enzimática de células de microrganismos também tem potencial de aplicação no tratamento de massa celular de levedura residual de indústrias de fermentação para preparação de ração animal, na obtenção de carboidratos funcionais da parede celular (glucana e manana) e no pré-tratamento para ruptura mecânica de células aumentando a eficiência e reduzindo o requerimento de energia⁹.

As enzimas líticas têm sido utilizadas também como ferramenta para determinação da composição da parede celular de leveduras e no estudo do mecanismo da síntese da parede celular para controle de leveduras patogênicas.

As enzimas líticas são capazes de lisar a parede celular de *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida* sp. e outros gêneros de leveduras, o que amplia o campo de utilização dessas enzimas.

Este trabalho tem como objetivo revisar os principais aspectos relacionados à produção, purificação, clonagem e aplicações das enzimas líticas.

*e-mail: luciana@fea.unicamp.br

COMPOSIÇÃO DA PAREDE CELULAR DE LEVEDURAS

A parede celular de leveduras tem muitas funções: proteção física, estabilidade osmótica, suporte de enzimas, adesão célula/ célula e barreira de permeabilidade seletiva¹⁰. Além disso, promove rigidez e transporte de nutrientes para o citoplasma, proporcionando a integridade, o metabolismo e o crescimento celular. Constitui cerca de 15 a 25% da massa seca da célula e não é uma estrutura estática e sim, uma estrutura em constante crescimento e mudança. Os componentes da parede celular são sintetizados e unidos entre si; estruturas especializadas, como os septos são formados em sincronia com o crescimento e divisão celular¹¹.

A parede celular de leveduras é formada por uma camada de mananaproteínas que sobrepõe a camada de glucana, o que explicaria a resistência das células vivas de leveduras ao ataque das misturas enzimáticas elaboradas por alguns microrganismos^{4,5,12}.

A parede celular de *Saccharomyces* sp. é formada por três componentes principais: glucana, um polímero de β -1,3 e β -1,6 glicose (48-60%), mananaproteínas (20-23%) e quitina, um polímero de β -1,4 N-acetilglicosamina (0,6-2,7%)¹⁻³. As mananaproteínas estão localizadas na parte externa da parede celular e são compostas por polímero de manose com ligações α -1,2, α -1,3 e α -1,6, que estão covalentemente ligadas a peptídeos formando glicopeptídeos¹³⁻¹⁵.

Kapteyn *et al.*¹⁵, Pololo e Vai¹⁶ e Kapteyn *et al.*¹⁷ relataram que as proteínas, β -1,6 glucanas, β -1,3 glucanas e quitina da parede celular das leveduras estão interconectadas por ligações covalentes.

A parede celular é uma estrutura dinâmica ajustável durante o ciclo celular e em resposta às condições ambientais como nutrientes, disponibilidade de $\rm O_2$, temperatura e pH 11,18 . Perturbações na parede celular de leveduras desencadeiam mecanismos de reparo que reorganizam toda a estrutura molecular, para preservar a integridade da célula 18,19 .

Mananaproteínas

A camada de mananaproteínas tem função de proteger a célula contra fatores externos e é responsável pela porosidade da parede celular, enquanto que a camada de glucana é responsável pela estrutura da parede celular perante choques mecânicos e desequilíbrios osmóticos^{7,11}.

Cabib *et al.*¹¹ sugeriram a existência de ligações cruzadas entre polissacarídeos e mananaproteínas e que a β -1,3 glucana e quitina estão conectadas por uma ligação β -1,4 entre um grupo redutor final de N-acetilglicosamina da quitina e um grupo não redutor da glicose da glucana. Os autores verificaram também a presença de um núcleo central de mananaproteína, em que a quitina e a β -1,3 glucana estão conectadas preferencialmente a cadeias curtas de β -1,6 glucanas. Há evidências que as mananaproteínas estão retidas na parede celular por ligações indiretas com as β -1,3 glucanas e estas, ligadas preferencialmente a cadeias curtas de β -1,6 glucanas e, provavelmente, porções residuais de glicosilfosfatidilinositol.

Segundo Mrsa et al. 20,21, a parede celular de Saccharomyces contém mais de 20 tipos de mananaproteínas que desempenham papéis diferentes na construção, preservação, modificação da estrutura e interação das células com suas adjacências como, por ex., as interações intercelulares durante a aglutinação ou floculação. As mananaproteínas podem ser divididas em três grupos: proteínas unidas por pontes dissulfeto ou ligações não covalentes com polissacarídeos estruturais da parede (a maioria dessas proteínas apresentam atividades enzimáticas e podem ser extraídas por meio de aquecimento com SDS e mercaptoetanol ou pelo ditiotreitol); proteínas ligadas covalentemente principalmente às β-glucanas e que podem somente ser extraídas pela lise da parede celular com diferentes preparações de glucanases, como zymolyase ou laminarinase (a função fisiológica dessas proteínas não é conhecida), e, proteínas, provavelmente, ligadas de forma covalente à parede celular e que podem ser extraídas com NaOH 30 mM (quatro proteínas pertencentes a esse grupo estão sendo estudadas mais detalhadamente).

β-1,3 glucana

Manners *et al.*²² descreveram a β-1,3 glucana insolúvel em álcali contendo 3–6% de ramificações β-1,6 como o principal componente estrutural da parede celular de leveduras. Estudos microscópicos mostraram a agregação destas microfibras na parte interna da parede celular. A glucana solúvel em álcali tem estrutura química semelhante à insolúvel, entretanto, apresenta maior número de ramificações β-1,6. A glucana álcali-solúvel representa aproximadamente 20% da parede celular e a análise estrutural revelou a presença de 80–85% de ligações β-D-1,3; 8 – 12% de ligações β-D-1,6 e 3–4% de resíduos de ramificações ligados por C-1, C-3 e C-6.

Kopecká *et al.*²³ estudaram a ultraestrutura da parede celular de isolados de *S. cerevisiae* durante as fases exponencial e estacionária de crescimento, usando β -1,3 glucanases. Os autores obtiveram duas importantes informações: as regiões de brotamento de leveduras são estruturas resistentes ao efeito dessa enzima e os componentes fibrilares das leveduras são constituídos de glucanas com ligações β -1,3, uma vez que as microfibrilas desapareceram após tratamento com β -1,3 glucanase. Os autores, então, relataram que as moléculas de glucana permitem a associação das cadeias mais afastadas de polissacarídeos com outras moléculas de ramificações superficiais, dando origem a um componente fibrilar contínuo.

Estudos da parede celular de leveduras com a utilização de microscópio eletrônico permitiram a Kreger e Kopecká²⁴ confirmarem a posição interna da fração de glucana.

Segundo Hinton e Pressey²⁵, as glucanas podem ser encontradas em microrganismos e plantas superiores como principais constituintes da parede celular, como material citoplasmático ou de reserva vacuolar e como substâncias extracelulares. As glucanas são polímeros não cíclicos de anidroglicose unidos por ligações β -1,3 glicosídicas contendo ramificações β -1,6, as quais pertencem a uma das classes mais abundantes de polissacarídeos.

A parede celular de Saccharomyces cerevisiae contém duas frações de β-1,3 glucana (uma solúvel em álcali e outra insolúvel) e uma fração de β-1,6 glucana com poucas ligações β-1,3 (insolúvel em álcali e solúvel em soluções diluídas de ácido). As β-1,3 glucanas têm tamanho estimado de 1.500 resíduos de glicose, enquanto que as β-1,6 glucanas são menores, apresentando de 150 a 200 resíduos¹⁰. Muitos estudos têm mostrado que estes componentes, depois de serem depositados na parede, são rearranjados para formarem um complexo integrado. Os rearranjos podem ocorrer através de glicosiltransferases, as quais introduzem ramificações nos polissacarídeos lineares. Há evidências de ligações entre mananaproteínas e quitina. A insolubilidade da glucana em álcali é explicada pela presença de ligações covalentes entre glucana e quitina, uma vez que a degradação da quitina por quitinase dissolve completamente a glucana em álcali. Foi demonstrado que ocorre a formacão de ligação α-1.6 glicosídica entre glucana e quitina na parede celular de Candida albicans, mas em Saccharomyces cerevisiae a natureza da ligação é desconhecida².

Quitina

A quitina é um polímero de N-acetilglicosamina com ligações β -1,4 encontrada em carapaças de insetos, parede celular de fungos e crustáceos²6. Estudos de difração de raio-X demonstraram que se refere a uma estrutura cristalina altamente ordenada e insolúvel em água²7.

Na maioria dos fungos a quitina é o maior componente estrutural da parede celular, sendo, portanto, susceptível a inúmeras espécies de bactérias, actinomicetos e fungos que podem agir como antagonistas devido à produção de enzimas quitinolíticas²⁸. É o segundo biopolímero mais abundante depois da celulose e está geralmente ligada a outros polissacarídeos e proteínas²⁶.

Em leveduras, a quitina é encontrada predominantemente em septos primários e em volta do círculo de constrição entre a célula mãe e a jovem. Cerca de 90% da quitina está localizada na cicatriz de brotamento e o restante, na parede celular².

PRODUÇÃO DE ENZIMAS LÍTICAS

As β -1,3 glucanases, proteases e quitinases estão agrupadas na classe das hidrolases.

A β -1,3 glucanase (E.C. 3.2.1.39) (1,3- β -D-glucana glucanohidrolase), também denominada de glucana-endo-1,3- β -D-glicosidase, catalisa a reação de hidrólise das ligações β -D-glicosídicas da β -1,3 glucana. Atua sobre laminarina, paramylona e pachymana, quando utilizadas como substrato (Figura 1).

A protease (3.4.21.12) também denominada de α -endopeptidase lítica, catalisa a reação de hidrólise de proteínas. Atua preferencialmente sobre elastina e em Ala⁺ e Val⁺ da parede celular (Figura 3).

A quitinase (3.2.1.14) {Poli[1,4-(N-acetil- β -D-glicosamina)] glucanoidrolase} catalisa reações de hidrólise das ligações β -1,4 de N-acetil- β -D-glicosamina da quitina e de quitodextrinas (Figura 2).

Muitos microrganismos, como bactérias, fungos e leveduras são capazes de produzir β -1,3 glucanases, proteases e quitinases, que hidrolisam os componentes da parede celular de leveduras e causam a lise celular. A maioria deles necessita da presença de indutores para síntese de enzimas de interesse (Tabela 1).

As bactérias Cytophaga johnsonii²⁹, Arthrobacter luteus³⁰, Oerskovia sp. CK^{31,32}, Rarobacter faecitabidus³³, Rarobacter




Figura 1. Hidrólise da β -1,3 glucana pela β -1,3 glucanase




Figura 2. Hidrólise da quitina pela quitinase




Figura 3. Hidrólise da mananaproteína pela protease lítica

incanus³⁴, Cellulomonas cellulans 191 (Cellulosimicrobium cellulans)^{35,36} produzem enzimas β -1,3 glucanases e proteases capazes de lisar células de leveduras (Tabela 2).

Estes microrganismos têm sido isolados a partir de lodo ativado de sistemas de tratamento de água de indústrias de alimentos e bebidas alcoólicas³⁷.

Bacon *et al.*²⁹ relataram que o microrganismo *Cytophaga johnsonii* produziu enzimas capazes de lisar células de leveduras pré-tratadas com tiol na presença de células autoclavadas ou tratadas com álcali, parede celular e glucana de levedura como indutores. A purificação do sobrenadante da cultura através de cromatografia em coluna mostrou a presença de dois tipos de endo-β-1,3 glucanases e muitas β-1,6 glucanases.

Kitamura e Yamamoto³⁸ relataram que o microrganismo *Arthrobacter luteus*, isolado de resíduos de cervejarias, cresceu em meio contendo células de levedura ou β -1,3 glucana e produziu enzimas com atividade de lise de leveduras. O conjunto destas enzimas foi denominado zymolyase e requeria polímeros lineares de glicose com ligações β -1,3 como substrato específico. Os autores verificaram que o polissacarídeo termo-tratado pachymana e a glucana de levedura foram hidrolisados por zymolyase a unidades de laminaripentaose.

Kobayashi *et al.*⁴⁶ estabeleceram um método para produção e preparação de um complexo enzimático que degrada parede celular de leveduras produzido por espécies de *Rhizoctonia*, em escala comercial. A produção da enzima bruta em pó, em batelada de 80 kg, mostrou-se viável. Esta preparação enzimática foi avaliada para uso industrial.

Yamamoto *et al.*⁴⁷ isolaram microrganismos que lisam leveduras a partir do lodo ativado de tanques de sistemas de tratamento de água de indústrias de alimentos e de bebidas alcoólicas. Dez linhagens que puderam crescer em meio nutriente normal pertenciam aos gêneros *Streptomyces* sp., *Oerskovia* sp. e *Bacillus* sp.

Yamamoto et al. 48 isolaram trinta e seis linhagens de bactérias que lisam leveduras de lodo ativado de resíduos de tratamento de água. Estes microrganismos aderiram, aglutinaram e lisaram às células viáveis de todas as espécies de Saccharomyces e Hansenulla e algumas espécies de Candida. Esses microrganismos não aderiram ou lisaram células viáveis de Rhodotorula, Cryptococcus e Trichosporon.

Andrews e Asenjo⁴ verificaram que as enzimas β -1,3 glucanase e protease do sistema lítico da bactéria *Oerskovia xanthineolytica* LL-G109 são capazes de lisar e romper totalmente as células de leveduras. Esta bactéria apresentou taxa de glucanase-protease maior que a de outras cepas. Quando cultivada em sistema contínuo, a bactéria *Oerskovia xanthineolytica* apresentou produtividade e concentração de enzimas maiores que quando cultivada em batelada. O sistema de enzimas líticas está sujeito à repressão catabólica pela glicose e mostrou-se induzível pela glucana da levedura. Na fermentação da linhagem *Oerskovia* sp. em cultura contínua, a glicose pode ser utilizada como meio de crescimento com concentração relativamente baixa do indutor.

Yamamoto *et al.*³⁴ isolaram no Brasil, linhagens de bactérias que lisam leveduras a partir de solo, flores, frutos e outras fontes. Destas linhagens, 46 foram identificadas como *Rarobacter*. Essas linhagens de *Rarobacter* apresentaram a capacidade de se aglutinarem com células viáveis de *S. cerevisiae* e exigiam composto heme para crescimento aeróbico. Outras quatro bactérias gram positivas não exigiam grupo heme para crescimento aeróbico; duas delas foram identificadas como *Oerskovia*, uma como *Arthrobacter* e a quarta não foi identificada.

Santos³⁵ estudou a produção de β-1,3 glucanase e protease por microrganismos que lisam a parede celular de levedura. As linhagens FXX e *Cellulosimicrobium cellulans* 191 apresentaram maior produção de β-1,3 glucanase, enquanto que a linhagem *Oerskovia* sp.

874 Fleuri e Sato Quim. Nova

Tabela 1. Microrganismos produtores de enzimas líticas e indutores utilizados para produção das enzimas líticas

Microrganismo lítico	Fonte de carbono (indutor)	Enzima(s) produzida(s)
Cythophaga johnsonii ²⁹	Parede celular de levedura de panificação	β-1,3 glucanase e β-1,6 glucanase
Rhizopus chinensis R-69 ¹⁴	Células de leveduras de panificação ou farelo	Endo e exo β-1,3 glucanase
Oerskovia xanthineolytica ⁶	Glucana insolúvel em meio alcalino, levedura autoclavada e glicose	β -1,3 glucanase e protease alcalina
Streptomyces rutgersensis H-46 ^{39,40}	Glicose e extrato de soja	Enzimas bacteriolíticas
Oerskovia sp.8	Glucana e parede celular de leveduras	β-1,3 glucanase
Várias espécies de <i>Acremonium</i> e <i>Cephalosporium</i> ^{41,42}	Glicose e laminarina ou pustulana	β-1,3 glucanase
Trichoderma harzianum ⁴³	Parede celular purificada Quitina, quitosana, N-acetilglicosamina e laminarina	3 isoformas de β -1,3 glucanase 1 isoforma de β -1,3 glucanase
Trichoderma asperellum ⁴⁴	Parede celular de Rhizoctonia solani	β-1,3 glucanases
Paecilomyces lilacinus ⁴⁵	Gema de ovo Quitina	Proteases Quitinases

Tabela 2. Sistemas enzimáticos líticos de microrganismos

Microrganismos líticos	Enzimas	pH ótimo	Temperatura ótima (° C)	Microrganismos lisados
Arthrobacter luteus, Oerskovia xanthineolytica (zymolyase) ^{6,49,50}	β-1,3 glucanase Protease Atividade na célula de levedura integral	5,0-6,5 9,0-10,0 7,5	45-60 35 30-35	Saccharomyces sp., Candida sp., Hansenula sp., Pichia sp. e outras leveduras
Arthrobacter sp. G1 ⁵¹	_	_	_	Saccharomyces fragilis NCYC 587, Torulopsis colliculosa NCYC 141, Candida utilis NCYC 707
Cellumonas cartae 191 ³⁵	β-1,3 glucanase Protease Atividade na célula de levedura integral	4,5 8,0 7,0–7,5	55 50 30-35	Kluyveromyces marxianus NCYC587, Pachysolen tannophilus NRRL 2460, Saccharomyces capensis NCYC 761, S.cerevisiae KL 88, Candida glabrata NCYC 388, Debaryomyces vanrij NCYC 577
Cytophaga NCIB 9497 ⁴	Atividade na célula de levedura integral	9,0	45-55	Saccharomyces cerevisiae, Bacillus sp., Corynebacteria, E. coli
Oerskovia CK ^{31,32}	β-1,3 glucanase Protease Atividade na célula de levedura integral	9,0	35-40 60 35-40	Saccharomyces cerevisiae
Rhizoctonia sp. ⁴⁶	β-1,3 glucanase Protease Atividade na célula de levedura integral	5,5 6,5 6,0	55-60 40 40	Candida sp., Saccharomyces sp., Hansenula sp.
Streptomyces sp. 1228 ⁵²	β-1,3 glucanase	5,5-6,0	50-55	Candida utilis, Saccharomyces carlsbengensis, Schizosaccharomyces pombe

4 apresentou maior produção de protease. A maior produção de β -1,3 glucanase foi verificada em meio de cultivo contendo parede celular de levedura extraída mecanicamente como indutor, enquanto que a maior produção de protease ocorreu com levedura autoclavada, lavada e liofilizada.

Gacto *et al.*⁵³ estudaram o crescimento do actinomiceto *Micromonospora chalcea*, em meio contendo laminarina como fonte de carbono para induzir a produção de um sistema de enzimas

extracelulares capazes de lisar células de várias espécies de levedura.

Fleuri⁵⁴ estudou a produção de β-1,3 glucanases, proteases líticas e quitinases pelas linhagens B1, B22, B26, FXX, *Oerskovia* sp. 4 e *Cellulosimicrobium cellulans* 191, em meios de cultura contendo diferentes indutores e aplicação na lise de leveduras. A maior produção de protease lítica foi obtida com as linhagens bacterianas B26 e 191, em meio de cultivo contendo 8% de levedura seca. As linhagens

O extrato bruto de quitinase, obtido a partir do cultivo de *Trichoderma harzanium* TUBF 781 em fermentação semi-sólida em meio otimizado, mostrou atividade antifúngica contra uma série de linhagens de fungos selvagens, como *Aspergillus* sp., *Rhizopus* sp. e *Mucor* sp., mostrando maior eficácia contra *Aspergillus niger*⁵⁵.

Kenji *et al.*⁵⁶ estudaram a produção de três endoquitinases por *Bacillus stearothermophilus* CH-4 em meio de cultivo contendo quitina e verificaram que as enzimas responsáveis pela degradação da quitina são quitinase A (endo-ação), quitinase B (exo-ação) e N-acetilglicosaminidases.

A lise dos componentes da parede celular de leveduras pelas enzimas produzidas por microrganismos pode variar dependendo dos estágios de crescimento celular 57 e conforme o gênero e a espécie da levedura 58 . A lise enzimática das células de levedura acontece em passos progressivos e depende do sinergismo entre protease e β -1,3 glucanase. A protease ataca a camada externa de mananaproteína, permitindo o acesso da β -1,3 glucanase à camada de β -glucana, implicando no rompimento celular por diferença de pressão osmótica 6,9,51,59,60 .

Os microrganismos do gênero *Arthrobacter* produzem dois tipos de β-1,3 glucanases. A glucanase I causa lise em células jovens na presença de β-mercaptoetanol e 0,6 M de KCl como estabilizador osmótico. A glucanase II é similar à encontrada em fluido de cultura de *Bacillus circulans*. Na dissolução da parede celular de leveduras por glucanase I, a enzima ataca a glucana liberando fragmentos de vários tamanhos que servem como substratos para a glucanase II. As β-glucanases são estáveis em ampla faixa de pH, mas perdem rapidamente a atividade em temperaturas acima de 60 °C; apresentam pH ótimo de atividade na faixa de 5,5 a 6,5³⁰.

Obata *et al.*³² relataram que a linhagem *Oerskovia* sp. CK produz três tipos de enzimas designadas F-L, F-0 e F-2 que estão envolvidas na lise da parede celular de leveduras. A enzima F-L mostrou alta atividade lítica em células viáveis de levedura, mas fraca atividade sobre a glucana de levedura. As enzimas F-0 e F-2 mostraram baixa ou nenhuma atividade lítica, mas alta atividade de β -1,3 glucanase. Os resultados evidenciaram que as enzimas F-0 e F-2 não são eficientes na lise de leveduras, devido à inacessibilidade espacial à camada de glucana. No entanto, o tratamento com a enzima F-L com solução alcalina ou com reagentes redutores modificaram a célula, permitindo o acesso de F-0 e F-2 à camada de glucana e possibilitando a lise da célula; foi observado efeito sinérgico entre as enzimas F-L e F-0 ou F-L e F-2. A protease F-L produzida por *Oerskovia* sp. CK possui alto efeito sinérgico com a enzima β -1,3 glucanase na lise de leveduras.

Rowley e Bull⁵¹ estudaram uma linhagem de *Arthrobacter* com alta capacidade para lisar células vivas de *Saccharomyces fragilis*. O complexo enzimático extracelular produzido pelo microrganismo continha β -1,3 glucanase, mananase, manose hidrolase e atividade proteolítica.

A zymolyase, preparação comercial para lise da parede celular de leveduras, é obtida a partir $Arthrobacter\ luteus$. Esse microrganismo foi reclassificado como $Oerskovia\ xanthineolytica^{61}$. A zymolyase é uma preparação enzimática composta de duas frações: a zymolyase A, que é uma β -1,3 glucanase e a zymolyase B, que é uma protease alcalina e provavelmente também uma serina protease. A β -1,3 glucanase (zymolyase A) não diminui a turbidez nem o número de células de uma suspensão de leveduras. A protease (zymolyase B) diminui a turbidez, mas não altera o número de células da suspensão. No entanto, a ação cooperada de zymolyase A e B tem como efeito alta atividade lítica, lisando completamente as células de leveduras 62 .

A bactéria *Rhizoctonia solani* produz enzimas líticas capazes de lisar a parede celular de leveduras. As enzimas foram separadas em quatro frações: L-1, L-2, L-3 e L-4. Três delas foram consideradas β -1,3 glucanases líticas. A fração L-3 mostrou alta atividade de protease. A protease purificada L-3 sozinha, assim como as outras β -1,3 glucanases líticas foram capazes de lisar células intactas e parede celular isolada de *S. cerevisiae*. A separação completa da protease lítica de *Rhizoctonia solani* não foi importante apenas para esclarecer a ação hidrolítica da parede celular de levedura, mas também para elucidar a estrutura da parede 63 .

Ryan e Ward⁶⁴ verificaram que a enzima β -1,3 glucanase de *Basideomycete aphyllophoroles* possui alta atividade lítica em leveduras. Quando usada em combinação com papaína na lise de leveduras, 90 a 95% da massa seca das leveduras foram solubilizadas. Em comparação com estudos envolvendo três β -1,3 glucanases, a atividade de laminarinase não foi bem correlacionada com a atividade lítica em leveduras. O mecanismo da β -1,3 glucanase do *B. aphyllophoroles* em glucana isolada de levedura foi caracterizado pela alta taxa de produção de laminaribiose.

PURIFICAÇÃO DE ENZIMAS LÍTICAS

As preparações enzimáticas comerciais como a lyticase de *Arthrobacter luteus* e lyticase recombinante expressa em *Escherichia coli* para lise de leveduras e para obtenção de protoplastos são encontradas nas formas bruta e parcialmente purificada (Tabela 3).

CLONAGEM

A clonagem ultimamente tem sido uma ferramenta muito importante e útil para enzimologistas e outros pesquisadores. Em relação às enzimas líticas, a disponibilidade de següências nucleotídicas e, consequentemente, de famílias de genes, possibilita um maior entendimento do papel e do modo de ação dessas enzimas na degradação da parede celular de leveduras, além de possibilitar a comparação com enzimas de outros organismos. Estudos mais apurados sobre as relações estruturais e funcionais dessas enzimas permitem obter enzimas líticas apropriadas para permeabilização celular e recuperação seletiva de proteínas das células de leveduras, não somente de S. cerevisiae, mas também de leveduras cada vez mais importantes no ramo biotecnológico, como Hansenula polimorpha, Pichia pastoris, entre outras⁷⁴. Devido à importância das β-1,3 glucanases, muitos genes que codificam a produção desta enzima têm sido identificados, clonados e transferidos em um microrganismo competente. Técnicas de clonagem de DNA complementares (DNAc) combinadas com mecanismos de regulação da transcrição, utilização de vetores plasmidiais especialmente projetados e transformação em E. coli, também têm sido muito utilizadas para super produção de enzimas de interesse (Tabela 4).

APLICAÇÕES

Tabela 3. Purificação e caracterização de enzimas líticas

Microrganismo	Enzima purificada	Métodos de purificação e eletroforese	Massa molecular (KDa)	Propriedades bioquímicas da enzima a- pH ótimo: substrato b- temperatura ótima c- estabilidade d- pI e- K_m : substrato f- V_m : substrato
Oerskovia xanthineolytica LL-G109 ⁶⁵	β-1,3 glucanase	SDS-PAGE	27,19	b- 65 °C c- 55 ° C/ 30 min
Oerskovia xanthineolytica TK-1 ⁶⁶	β-1,3 glucanase	Colunas DEAE-Sephacel, DEAE-Toyopearl 650M e Bio-Gel P-2	40	a- 7,5: laminarina a- 5,5: glucana de levedura d- 6,5
Trichoderma harzanium ⁶⁷	Endo-β-1,3 glucanase	Coluna Sephacryl 300R e focalização isoelétrica	17	d- 5,0
Trichoderma harzanium ⁶⁸	β-1,3 glucanase	Colunas Sephacryl S-200, Fenil-Sepharose e CM-Sepharose SDS-PAGE	29	a- 4,4 b- 50 °C e- 1,72 mg/mL: laminarina f- 3,10 U/mL: laminarina
Cellulomonas cellulans 191 ³⁶	β-1,3 glucanase	Ultrafiltração e coluna de CM-Sepharose CL-6B, SDS-PAGE	17,1	a- 5,5 - 6,5 b-55 °C c- pH 5,5 - 6,5
Cellulomonas cellulans 191 ⁶⁹	β-1,3 glucanase	Ultrafiltração e coluna de DEAE-Sepharose, SDS-PAGE	57	-
Bacillus clausii ⁷⁰	β-1,3 glucanase	Colunas DEAE-Sepharose FF e Sephacryl S-200HR, SDS-PAGE	71	c- pH 5,3 – 11,5
Cellulomonas flavigena NTOU ⁷¹	quitinase	Colunas Q cartridge e Superdex 75HR Filtração em gel SDS-PAGE	34,2 32,5	a- 10,0 b- 50 °C c- pH 6,0 –10,0 até 45 °C
Metarhizium anisopliae ⁷²	quitinase	Precipitação com sulfato de amônio e coluna DEAE-Sephacel	30	a- 4,5 – 5,0 b- 40 - 45 °C e- 0,537 mmol:p-nitrofenol- β-diacetilquitobiose f- 4,86 nmL/mL/min: p- nitrofenol-β-diacetil- quitobiose
Trichoderma harzanium T198 ⁷³	quitinase	Precipitação com sulfato de amônio, cromatografia de afinidade com quitina Filtração em gel SDS-PAGE	28 27,5	a- 3,5 b- 50 °C d- 7,4

Uma grande quantidade de produtos podem ser isolados e purificados da célula microbiana com auxílio da lise enzimática como, por ex. peptídeos, polissacarídeos, proteínas recombinantes, ácidos nucléicos, pigmentos, enzimas, lipídeos, entre outros. Além do potencial de aplicação na preparação de protoplastos, fusão celular e transformação de leveduras, pode-se ressaltar sua aplicação na produção de enzimas intracelulares, preparação do polissacarídeo glucana, extração alcalina de proteínas de leveduras, pré-tratamento para lise mecânica de células em Dyno-Mill, produção de extrato de levedura, extração de pigmentos de leveduras vermelhas e lise de microrganismos que provocam a cárie dentária. A lise de célu-

las de leveduras com enzimas permite seletividade na liberação de produtos, independe da escala e pode ser realizada em condições de pH e temperatura que não implicam na desnaturação de produtos celulares de interesse.

As enzimas líticas podem ser utilizadas para lise da parede celular de leveduras para diferentes finalidades, como preparação de extrato de levedura⁸⁰; aumento da eficiência de desintegrador mecânico para extração de compostos intracelulares e ligados à célula⁴⁶; aumento da digestibilidade de ração animal^{46,81}; extração do pigmento vermelho astaxantina de *Phaffia rhodozyma*⁸²; preservação de alimentos^{4,5}; obtenção de fonte de proteína unicelular para animais e humanos⁸³; aumento do valor alimentício de cereais quando

Tabela 4. Clonagem e expressão de genes que codificam a produção de β-1,3 glucanases de diversos organismos

Organismo	Enzima (s)	Gene (s)	Comentários
Bacillus circulans WL-12 ⁷⁵	β-1,3 glucanases B e C	GlcB	O gene foi clonado em <i>E. coli</i> e a seqüência nucleotídica determinada
Oerskovia xanthineolytica LLG109 ⁷⁴	Endo-β-1,3 glucanase	Beta III	Elucidação da seqüência primária de aminoácidos e subseqüente expressão em <i>Bacillus subtilis</i>
Streptomyces matensis DIC-108 ⁷⁶	β-1,3 glucanase- laminarinapentaose	lph	O gene foi clonado, a seqüência de aminoácidos da região N-terminal e a seqüência total do gene foram determinadas.
Cellulomonas cellulans 191 ⁶⁹	β-1,3 glucanase	-	A região N-terminal do gene foi seqüenciada e os resíduos obtidos desta técnica foram idênticos aos obtidos da β-1,3 glucanase da preparação comercial zymolyase
Oerskovia xanthineolytica ⁷⁷	β-1,3 glucanase	-	Obtenção de uma <i>E. coli</i> recombinante para a super produção da enzima
Lysobacter enzymogenes N4-7 ⁸¹	Três β-1,3 glucanases	GluA, gluB e gluC	Identificação e determinação da seqüência interna de aminoácidos dos três genes. Atribui-se às β-1,3 glucanases a atividade de biocontrole
Pyricularia oryzae ⁷⁸	Endo-β-1,3 glucanase	DNAc (OsGLN1)	O DNAc foi clonado, caracterizado e expresso em <i>E. coli</i> . A proteína recombinante obtida foi capaz de hidrolisar a parede celular do fungo patógeno do arroz (<i>Pyricularia oryzae</i>) e laminarina

se utilizam altas proporções de polissacarídeos sem amido⁸⁴; obtenção de mananas de diferentes fontes que apresentam atividade antioxidante e antimutagênica⁸⁵; melhoramento da clarificação e filtração de vinhos⁸⁶; síntese de novos substratos para β -1,3 e β -1,4 glucanases por meio de reações de transglicosilação catalisadas por β -1,3 glucanases⁸⁵; redução da viscosidade do produto final no processo de fabricação de cerveja⁸¹; elucidação da estrutura, composição e mecanismo da síntese da parede celular de leveduras^{15,16,18,20,21,88-91}.

As enzimas quitinolíticas apresentam inúmeras aplicações biotecnológicas no ramo da indústria e agricultura. As quitinases podem ser utilizadas no controle de fungos patógenos de plantas e insetos. Há também, um crescente interesse na produção de quitinooligossacarídeos biologicamente ativos através da utilização das quitinases. Essas enzimas podem ainda ser aplicadas na produção de fonte de proteína unicelular, preparação de enzimas micolíticas e na formação de protoplastos fúngicos⁹².

Alguns trabalhos relatam as aplicações de quitinases e β -1,3 glucanases no setor agrotecnológico. Wiwat *et al.*⁹³ produziram quitinase a partir de *Bacillus circulans* 41 para uso como suplemento de bioinseticida de *B. thuringiensis* para controle de larvas de lepidópteras. Zhang e Yuen⁹⁴ utilizaram um sistema lítico composto por quitinase, protease, β -1,3 glucanase e lipase para controle de manchas nas folhas de centeio, causadas por *Biopolaris sorokiniana*.

β-1,3 glucanases e quitinases produzidas por plantas em resposta às infecções causadas por microrganismos patogênicos têm sido purificadas e utilizadas para testes de atividade antifúngica. Sela-Buurlage *et al.*⁹⁵ verificaram a atividade antifúngica de diferentes isoformas de quitinases e β-1,3 glucanases do tabaco contra esporos de *Fusarium solani*. Ji e Kùc⁹⁶ observaram a atividade fungicida de β-1,3 glucanase e quitinase de pepino (*Cucumis sativus* L.) sobre *Colleotrichum lagenarium*. Beffa *et al.*⁹⁷ verificaram que β-1,3 glucanases de plantas com atividade antifúngica apresentam função na patogênese viral, atuando sobre o vírus do tabaco de Havana 425 e sobre *Nicotiniana sylvestris* (vírus que causa necrose no tabaco). Kim e Hwang⁹⁸ utilizaram uma β-1,3 glucanase purifi-




Figura 4. Lise enzimática da célula de levedura e formação de protoplasto

cada de raiz de pimenta para inibir o crescimento das hifas do fungo $Phytophthora\ capsici$. O efeito sinérgico da β -1,3 glucanase e de uma quitinase também produzida pela pimenta ocasionou inibição do crescimento das hifas de $F.\ oxysporum\ var.\ cucumerinum\ e\ P.\ capsici$. O mecanismo de resposta de plantas infectadas induz a produção de β -1,3 glucanases e quitinases. Essas enzimas estão rela-

Tabela 5. Enzimas líticas envolvidas no biocontrole de fitopatógenos

Microrganismos de controle biológico	Enzimas envolvidas	Fitopatógeno
Pichia membranifaciens FY-101 ¹⁰¹	β-1,3 glucanases	Botrytis cinerea
Thichoderma harzianum CECT 2413 ¹⁰²	Quitinase, β-1,3 e β-1,6 glucanase	Rhizoctonia solani e Botrytis cinerea
Glomus mosseae e Glomus intraradices ¹⁰³	Quitinase, quitosanase, β-1,3 glucanase e superóxido-dismutase	Phytophthora parasitica
Rhodotorula glutinis e Cryptococcus laurentii ¹⁰⁴	β-1,3 glucanase, polifenoloxidase, fenilalanina e amônia-liase	Penicillium expansum e Alternaria alternata
Bacillus mycoides ¹⁰⁵ e Bacillus pumilus ¹⁰⁶	Quitinase, β-1,3 glucanase e peroxidase	Cercospora beticola
Tilletiopsis pallescens Gokhale ¹⁰⁷	Exo e endo β-1,3 glucanase e quitinase	Podosphaera xanthii

cionadas à patogênese e são indicadoras do sistema de resistência da planta. Em geral, são encontradas em compartimentos onde há lesões causadas por fungos e vírus infectantes^{99,100}.

As enzimas líticas, principalmente β -1,3 glucanases e quitinases, também são produzidas por microrganismos que exercem função antagônica aos fitopatógenos. À essas enzimas atribuiu-se o efeito de fungitoxicidade sobre o patógeno e a eficácia do biocontrole de organismos antagonistas (Tabela 5).

CONCLUSÕES

As células microbianas podem ser rompidas por métodos mecânicos, químicos ou enzimáticos. Em condições extremas de pressão e temperatura requeridas na lise mecânica, as proteínas e outros produtos podem ser desnaturados e, desta forma, a lise enzimática da parede celular de leveduras, realizada a 35-37 °C em pH 7,0-7,5, tem-se tornado bastante atrativa. As preparações comerciais líticas apresentam custo elevado, o qual, provavelmente, está associado a procedimentos ultrapassados e onerosos. O investimento em pesquisas de produção das enzimas com indutores baratos e facilmente disponíveis e procedimentos melhorados de purificação podem ser de grande contribuição para diminuição dos custos. As enzimas líticas b-1,3 glucanases, proteases e quitinases apresentam variadas aplicações industriais e são requeridas em muitas áreas da pesquisa, o que amplia o campo de utilização dessas enzimas.

AGRADECIMENTOS

À FAPESP pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- 1. Fleet, G. H.; Curr. Top. Med. Mycol. 1985, 1, 24.
- Hartland, R. P.; Vermeulen, C. A.; Klis, F. M.; Sietsma, J. H., Wessels, J. G. H.; Yeast. 1994, 10, 1591.
- 3. Klis, F. M.; Yeast. 1994, 10, 851.
- 4. Andrews, B. A.; Asenjo, J. A.; Biotechnol. Bioeng. 1987, 30, 628.
- 5. Andrews, B. A.; Asenjo, J. A.; Tibtech. 1987, 5, 273.
- 6. Scott, J. H.; Schekman, R.; *J. Bacteriol.* **1980**, *142*, 414.
- Zlotnik, H.; Fernandez, M. P.; Bowers, B.; Cabib, E.; J. Bacteriol. 1984, 159, 1018.
- Asenjo, J. A.; Andrews, B. A.; Hunter, J. B.; Lecorre, S.; Process Biochem. 1985, 159.
- 9. Hunter, J., B.; Asenjo, J. A.; Biotechnol. Bioeng. 1988, 31, 929.
- 10. Stratford, M.; Yeast. 1994, 10, 1741.
- Cabib, E.; Drgon, T.; Drgonovaa, J.; Ford, R. A.; Kollar, R.; Biochem. Soc. Trans. 1997, 25, 200.
- Bacon, J. S. D.; Farmer, V. C.; Jones, D.; Taylor, I. F.; Biochem. J. 1969, 114 557
- 13. Lampen, J. O.; A. Van. Leeuw. 1968, 34, 1.

- 14. Yamamoto, S.; Nagasaki, S.; Agr. Biol. Chem. 1975, 39, 1981.
- Kapteyn, J. C.; van Egmond, P.; Sievi, E.; van Den Ende, H.; Makarow, M.; Klis, F. M.; Mol. Microbiol. 1999, 31, 1835.
- 16. Popolo, L.; Vai, M.; BBA-Gen. Subjects 1999, 1426, 385.
- 17. Kapteyn, J. C.; Mol. Microbiol. 2000, 35, 601.
- Kapteyn, J. C.; van Den Ende, H.; Klis, F. M.; BBA-Gen. Subjects 1999, 1426, 373.
- Lagorce, A.; Hauser, N. C.; Labourdette, D.; Rodriguez, C.; Martin-Yken, H.; Arroyo, J.; Hoheisel, J. D.; François, J.; J. Biol. Chem. 2003, 278, 20345.
- Mrsa, V.; Ecker, M.; Cappellaro, C.; Teparic, R.; Tanner, W.; Food Technol. Biotech. 1999, 37, 21.
- 21. Mrsa, V.; Tanner, W.; Yeast. 1999, 15, 813.
- 22. Manners, D. J.; Masson, A. J.; Patterson, J. C.; Biochem. J. 1973, 135, 19.
- 23. Kopecká, M.; Phaff, H. J.; Fleet, G. H.; J. Cell Biol. 1974, 62, 66.
- 24. Kreger, D. R.; Kopecká, M.; J. Gen. Microbiol. 1976, 92, 207.
- 25. Hinton, D. M.; Pressey, R.; J. Am. Soc. Hort. Sci. 1980, 105, 499.
- 26. Majeti, N.; Kumar, R.; React. Funct. Polym. 2000, 46, 1.
- 27. Roberts, G. Em *Physical structures*; Roberts, G. A. F., ed.; Macmilian: London, 1992, p. 20.
- 28. Sahai, A. S.; Manocha, M. S.; Microbiol. Rev. 1993, 11, 317.
- Bacon, J. S. D.; Gordon, A. H.; Jones, D.; Taylor, I. F.; Webley, D. M.; Biochem. J. 1970, 120, 67.
- 30. Doi, K.; Doi, A.; Fukui, T.; Agr. Biol. Chem. 1973, 37, 1619.
- 31. Obata, T.; Iwata, H.; Namba, Y.; *Agr. Biol. Chem.* **1977**, *41*, 2387.
- 32. Obata, T.; Fujioka, K.; Hara, S.; Namba, Y.; Agr. Biol. Chem. 1977, 41, 671.
- 33. Yamamoto, N.; Sato, S.; Saito, K.; Hasuo, T.; Tadenuma, M.; Suzuki, K.; Tamaoka, J.; Komagata, K.; Int. J. Syst. Bacteriol. 1988, 38, 7.
- Yamamoto, N.; Sato, S.; Miki, H.; Park, Y.; Tadenuma, M.; J. Gen. Appl. Microbiol. 1993, 39, 261.
- Santos, L. F.; Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 2000.
- Ferro, L. A.; *Tese de Doutorado*, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. 2002.
- 37. Hasuo, T.; Yamamoto, N.; Saito, K.; Tadenuma, M.; *J. Brew. Soc. Jpn.* **1984**,
- 79, 510.
- 38. Kitamura, K.; Yamamoto, Y.; Arch. Biochem. Biophys. 1972, 153, 403.
- Hayashi, K.; Seino, A.; Kasumi, T.; Kubo, N.; Tsumura, N.; J. Ferment. Technol. 1981, 59, 319.
- Hayashi, K.; Seino, A.; Kasumi, T.; Kubo, N.; Tsumura, N.; Agr. Biol. Chem. 1981, 45, 2289.
- Pitson, S. M.; Seviour, R. J.; Macdougal, B. M.; Mycol. Res. 1997, 101, 153.
- Pitson, S. M.; Seviour, R. J.; Macdougal, B. M.; Enzyme Microb. Technol. 1997, 21, 182.
- 43. Noronha, E. F.; Ulhoa, C. J.; Microbiol. Lett. 2000, 183, 119.
- 44. Bara, M. T. F.; Lima, A. L.; Ulhoa, C. J.; FEMS Microbiol. Lett. 2003,
- Khan, A.; Williams, K.; Molloy, M. P.; Nevalainen, H.; Protein Expression Purif. 2003, 32, 210.
- Kobayashi, R.; Miwa, T.; Yamamoto, S.; Nagasaki, S.; Eur. J. Appl. Microbiol. 1982, 15, 14.
- Yamamoto, N.; Hasuo, T.; Terauchi, T.; Saito, K.; Tadenuma, M.; J. Brew. Soc. Jpn. 1984, 79, 828.
- Yamamoto, N.; Hasuo, T.; Saito, K.; Tadenuma, M.; Agr. Biol. Chem. 1987, 51, 1541.

- 49. Vrsanská, M.; Biely, P.; Krátký, Z. Z.; Allg. Mikrobiol. 1977, 17, 465.
- 50. Vrsanská, M.; Krátký, Z. Z.; Biely, P.; Allg. Mikrobiol. 1977, 17, 391.
- 51. Rowley, B. I.; Bull, A. T.; Biotechnol. Bioeng. 1977, 19, 879.
- Bielecki, S.; Wnuk, M.; Szczesna, M.; Bobobwicz-Lassocinska, T.; Antczak, T.; Galas, E.; Biotechnol. Lett. 1989, 11, 281.
- Gacto, M.; Vicente-Soller, J.; Villa, T. G.; J. Appl. Microbiol. 2000, 88, 961.
- Fleuri, L. F.; Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Brasil, 2003.
- 55. Nampoothiri, M. K.; Baiju, T. V.; Sandhya, C.; Sabu, A.; Szakacs, G.;
- Pandey, A.; Process Biochem. 2003.
 Kenji, S.; Akira, Y.; Hajime, K.; Mamoru, W.; Mitsuaki, M.; Appl. Environ. Microbiol. 1998, 64, 3397.
- 57. Macwilliam, I. C.; J. Inst. Brew. 1970, 76, 525.
- 58. Kaneko, T.; Kitamura, K.; Yamamoto, Y.; Agr. Biol. Chem. 1973, 37, 2295.
- Funatsu, M.; Oh, H.; Aizono, T.; Shimoda, T.; Agr. Biol. Chem. 1978, 42, 1975.
- 60. Prokopakis, G. J.; Liu, L. C.; Biotechnol. Bioeng. 1997, 53, 290.
- Lechevalier, H. A.; Lechevalier, M. P. Em Bergey's Manual of Sistematic Bacteriology; Lechevalier, P.; Lechevalier, eds.; Willians e Willians, 1986, p.1489.
- 62. Kitamura, K.; Agr. Biol. Chem. 1982, 46, 2093.
- 63. Usui, T.; Oguchi, M.; Agr. Biol. Chem. 1986, 50, 535.
- 64. Ryan, E.; Ward, O.; Process Biochem. 1988. 12.
- Parrado J.; Escudero, P. R.; Conejero-Lara, F.; Kotik, N.; Ponting, C. P.;
 Asenjo, J. A.; Dobson, C. M.; Biochim. Biophys. Acta 1996, 1296, 145.
- Saeki, K.; Iwata, J.; Yamazaki, S.; Watanabe, Y.; Tamai, Y.; J. Ferment. Bioeng. 1994, 78, 407.
- 67. Thrane, C.; Tronsmo, A; Jensen, D. F.; Eur. Plant Pathol. 1997, 103, 331.
- 68. Noronha, E. F.; Ulhoa, C. J.; Microbiol. Lett. 2000, 183, 119.
- Soares, G. A. M.; Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 2002
- Miyanishi, N.; Hamada, N.; Kobayashi, T.; Imada, C.; Watanabe, E.; J. Biosci. Bioeng. 2003, 95, 45.
- 71. Chen, C.; Hsu, M.; Jiang, S.; Enzyme Microb. Technol. 1997, 20, 191.
- De Siqueira Pinto, A.; Barreto, C. C.; Schrank, A.; Ulhoa, C. J.; Henning Vainstein, M.; Can. J. Microbiol. 1997, 43, 322.
- Deane, E. E.; Whipps, J. M.; Lynch, J. M.; Peberdy, J. F.; *Biochim. Biophys. Acta* 1998, 1383, 101.
- Ferrer, P.; Hedegaard, L.; Halkier, T.; Diers, I.; Savva, D.; Asenjo, J. A.; Ann. N. Y. Acad. Sci. 1996, 782, 555.
- 75. Okada, T.; Aisaka, M.; Ainda, K.; Nikaidou, N.; Tanaka, H.; Watanabe, T.; *J. Ferment. Bioeng.* **1995**, *80*, 229.
- Nakabayashi, M.; Nishijima, T.; Ehara, G.; Nikaidou, N.; Nishihashi, H., Watanabe, T.; J. Ferment. Bioeng. 1998, 85, 459.
- 77. Salazar, O.; Molitor, J.; Lienqueo, M. E.; Asenjo, J. A.; Protein Expression

- Purif. 2001, 23, 219.
- Palumbo, J. D.; Sullivan, R. F.; Kobayashi, D. Y.; J. Bacterial. 2003, 185, 4362.
- 79. Akiyama, T.; Pillai, M. A.; Plant Sci. 2001, 161, 1089.
- Yamamoto, Y.; Fujino, S.; Kitamura, K.; Kaneko, T.; J. Ferment. Technol. 1974, 52, 828.
- 81. Planas, A.; Biochim. Biophys. Acta 2000, 1543, 361.
- 82. Okagbue, R. N.; Lewis, M. J.; Biotechnol. Lett. 1983, 5, 731.
- Nakajima, T.; Konno, R.; Nishihara, H.; Matsuda, K.; J. Ferment. Technol. 1988, 66, 245.
- 84. Richter, G.; Stolken, B.; Hafner, B.; Okologische Aspekte Extensiver Landbewirtsshatung 1992, 419.
- Krizková, L.; Duracková, Z.; Sandula, J.; Sasinková, V.; Krajcovic, J.; *Mutat. Res.* 2001, 497, 213.
- 86. Elvig, S. G.; Pedersen, P. B.; Regul. Toxicol. Pharm. 2003, 37, 11.
- Borris, R.; Krah, M.; Brumer, H.; Kerzhner, M. A.; Ivanen, D. I.;
 Eneyskaya, E. V.; Elyakova, L. A.; Shishlyannikov, S. M.; Shabalin, K.
 A.; Neustroev, K. N.; Carbohydr. Res. 2003, 338, 1455.
- Kollar, R.; Petrakova, E.; Ashwell, G.; Robbins, P.W.; Cabib, E.; J. Biol. Chem. 1995, 270, 1170.
- Kollar, R.; Reinhold, B. B.; Petrakova, E.; Yeh, H. J. C.; Aswell, G.; Drgonova, J.; Kapteyn, J. C.; Klis, F. M.; Cabib, E.; *J. Biol. Chem.* 1997, 272, 17762.
- Southard, S. B.; Specht, C.A.; Mishra, C.; Chen-Weiner, J.; Robbins, P. W.; J. Bacteriol. 1999, 181, 7439.
- 91. Santos, B.; Snyder, M.; Mol. Biol. Cell. 2000, 11, 435.
- Patil, R. S.; Ghormade, V.; Deshpande, M. V.; Enzyme Microb. Technol. 2000, 26, 473.
- Wiwat, C.; Siwayaprahm, P.; Bhumiratana, A.; Curr. Microbiol. 1999, 39, 134.
- 94. Zhang, Z.; Yuen, G. Y.; Phytopathol. 1999, 89, 817.
- Sela-Buurlage, M. B.; Ponstein, A. S.; Bres-Vloemans, S. A.; Melchers,
 L. S.; van Den Elzen, P.; Cornelissen, B.; Plant Physiol. 1993, 101, 857.
- 96. Ji, C.; Kùc, J.; Physiol. Mol. Plant P. 1996, 49, 257.
- Beffa, R. S.; Hofer, R. M.; Thomas, M.; Meins Jr., F.; *The Plant Cell.* 1996, 8, 1001.
- 98. Kim, Y. J.; Hwang, B. K.; Physiol. Mol. Plant P. 1997, 50, 103.
- 99. Kang, Z.; Buchenauer, H.; Physiol. Mol. Plant P. 2002, 60, 141.
- Burketová, L.; Stillerová, K.; Feltlová, M.; Physiol. Mol. Plant P. 2003, 63, 47.
- 101. Masih, E. I.; Paul, B.; Curr. Microbiol. 2002, 44, 391.
- Rey, M.; Delgado-Jarana, J.; Benítez, T.; Appl. Microbiol. Biot. 2001, 55, 604.
- 103. Pozo, M. J.; Cordier, C.; Dumas-Gaudot, E.; Gianinazzi, S.; Barea, J. M.; Azcón-Aguilar, C.; J. Exp. Bot. 2002, 53, 525.
- 104. Qin, G. Z.; Tian, S. P.; Xu, Y.; Wan, Y. K.; Physiol. Mol. Plant P. 2003, 62 147
- Bargabus, R. L.; Zidack, N. K.; Sherwood, J. E.; Jacobsen, B. J.; *Physiol. Mol. Plant P.* 2002, 61, 289.
- Bargabus, R. L.; Zidack, N. K.; Sherwood, J. E.; Jacobsen, B. J.; Biol. Control. 2003.
- 107. Urquhart, E. J.; Punja, Z. K.; Can. J. Microbiol. 2002, 48, 219.